

كاشف تشخيص مخبري

محلول تنظيف قلوي للكيمياء الحيوية W2

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل، يُستخدم أثناء إجراء الفحص على جهاز تحليل الكيمياء الحيوية الأوتوماتيكي، وذلك لتسهيل إجراء الاختبار المخبري (in vitro) على المادة المراد فحصها.

طراز المنتج	محلول تنظيف قلوي للكيمياء الحيوية W2
مواصفات التعبئة	mL, 50 mL × 14, 60 mL, 50 200, 500 mL, 1 L, 2 L, 10 L, 20 L
رمز المنتج	82



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل، يُستخدم أثناء إجراء الفحص على جهاز تحليل الكيمياء الحيوية الأوتوماتيكي، وذلك لتسهيل إجراء الاختبار المخبري (in vitro) على المادة المراد فحصها.

الأجهزة المتوافقة

Beckman Coulter AU400

Beckman Coulter AU2700

Beckman Coulter AU1000

Beckman Coulter AU5800

Beckman Coulter AU5400

Beckman Coulter AU480

Beckman Coulter AU680

Beckman Coulter AU640

Beckman Coulter AU600

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.