

كاشف تشخيص مخبري

محلول تنظيف مركز للمقايضة المناعية XMZ

هذا المنتج عامل تنظيف لنظام التفاعل أثناء عملية الفحص بأجهزة تحليل المقايضة المناعية بالتألق الكيميائي، وذلك لتسهيل الاختبار المخبري (in vitro) للمادة المراد فحصها

طراز المنتج	مقايضة مناعية XMZ مركزة
مواصفات التعبئة	mL, 500 mL, 20 L 70
رمز المنتج	p1066



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

هذا المنتج عامل تنظيف لنظام التفاعل أثناء عملية الفحص بأجهزة تحليل المقايضة المناعية بالتألق الكيميائي، وذلك لتسهيل الاختبار المخبري (in vitro) للمادة المراد فحصها

المبدأ

هذا المنتج عامل تنظيف لنظام التفاعل، ومبدأ عمله الرئيسي هو أن هيبوكلاوريت الصوديوم الموجود في محلول التنظيف يذيب البروتينات الموجودة في نظام التفاعل، مما يسهل تنظيف البروتينات الموجودة في عينات الدم...

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.