

كاشف تشخيص مخبري

محلول منظم Acid + محلول منظم Base

يُستخدم في أجهزة تحليل المقياس المناعية لتوفير/الحفاظ على بيئة التفاعل

طراز المنتج	محلول منظم Base + محلول منظم Acid
مواصفات التعبئة	1500 mL × 2, 1500 mL, 300 mL تغليف مدمج, 300 mL × 2, 20 L
رمز المنتج	p1074



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم في أجهزة تحليل المقياس المناعية لتوفير/الحفاظ على بيئة التفاعل

المكونات

يتكون محلول منظم Base من هيدروكسيد الصوديوم ومادة خافضة للتوتر السطحي وماء. ويتكون محلول منظم Acid من حمض النتريك والماء وغيرها

التخزين والاستخدام

يُحفظ في مكان نظيف وجاف وجيد التهوية عند 2 °C...

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.