

كاشف تشخيص مخبري

محلول تنظيف لجهاز تحليل التخثر ZCWY II

هذا المنتج هو محلول تنظيف للنظام التفاعلي لجهاز تحليل التخثر الأوتوماتيكي أثناء عملية الفحص، وذلك لتسهيل الفحص المخبري للمادة المراد قياسها

طراز المنتج	محلول تنظيف لجهاز تحليل التخثر ZCWY II
مواصفات التعبئة	mL, 100 mL, 500 mL, 60 20 L
رمز المنتج	p1097



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

هذا المنتج هو محلول تنظيف للنظام التفاعلي لجهاز تحليل التخثر الأوتوماتيكي أثناء عملية الفحص، وذلك لتسهيل الفحص المخبري للمادة المراد قياسها

المبدأ

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل، ومبدأ عمله الرئيسي هو أن هيبوكلوريت الصوديوم الموجود في محلول التنظيف يذيب البروتينات بفعالية، مما يسهل تنظيف البروتينات الموجودة في عينات الدم...

أُعِدَّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.