

كاشف تشخيص مخبري

محلول تنظيف ريولوجيا الدم ZCWY

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل، يُستخدم أثناء إجراء الفحص على جهاز تحليل ريولوجيا الدم الأوتوماتيكي، وذلك لتسهيل إجراء الاختبار المخبري (in vitro) على المادة المراد فحصها

طراز المنتج	محلول تنظيف ريولوجيا الدم ZCWY
مواصفات التعبئة	mL، 5 L، 5 L × 2، 10 L، 500 20 L
رمز المنتج	p1099



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل، يُستخدم أثناء إجراء الفحص على جهاز تحليل ريولوجيا الدم الأوتوماتيكي، وذلك لتسهيل إجراء الاختبار المخبري (in vitro) على المادة المراد فحصها

المبدأ

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل، ويتمثل مبدأ عمله الرئيسي في أن المادة الخافضة للتوتر السطحي في محلول التنظيف تقلل بشكل فعال التوتر السطحي للبروتينات في نظام التفاعل، مما يجعل عينات الدم...

أُعدَّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.