

كاشف تشخيص مخبري

## محلول تنظيف لجهاز تحليل التخرثر ZCWY I L

هذا المنتج هو محلول تنظيف للنظام التفاعلي لجهاز تحليل التخرثر الأوتوماتيكي أثناء عملية الفحص، وذلك لتسهيل الفحص المخبري للمادة المراد قياسها

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| طراز المنتج     | محلول تنظيف لجهاز تحليل التخرثر<br>ZCWY I L |
| مواصفات التعبئة | mL, 5 L, 20 L 500                           |
| رمز المنتج      | p1101                                       |



صورة المنتج

## الاستخدام المقصود

هذا المنتج هو محلول تنظيف للنظام التفاعلي لجهاز تحليل التخرثر الأوتوماتيكي أثناء عملية الفحص، وذلك لتسهيل الفحص المخبري للمادة المراد قياسها

## المبدأ

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل، ومبدأ عمله الرئيسي هو أن المادة الخافضة للتوتر السطحي الموجودة في محلول التنظيف تخفض بفعالية التوتر السطحي للبروتينات في نظام التفاعل، مما يجعل البروتينات الموجودة في عينات الدم سهلة الإزالة بالغسيل...

أُعدَّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.