

كاشف تشخيص مخبري

محلول تنظيف A لجهاز تحليل التخرثر JQ

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل أثناء عملية الفحص بأجهزة تحليل التخرثر الأوتوماتيكية بالكامل، وذلك لتسهيل الفحص المخبري (in vitro) للمواد المراد قياسها

طراز المنتج	محلول تنظيف A لجهاز تحليل التخرثر JQ
مواصفات التعبئة	mL, 30 mL × 6, 45 mL, 30 45 mL × 4, 53 mL, 53 mL × 2, 100 mL, 500 mL, 1 L, 2 L
رمز المنتج	p1120



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل أثناء عملية الفحص بأجهزة تحليل التخرثر الأوتوماتيكية بالكامل، وذلك لتسهيل الفحص المخبري (in vitro) للمواد المراد قياسها

المبدأ

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل، ومبدأ عمله الرئيسي هو أن المادة الخافضة للتوتر السطحي في محلول التنظيف يمكنها تقليل التفاعل بفعالية...

أُعدَّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.