

كاشف تشخيص مخبري

محلول تنظيف المادة المراد قياسها لجهاز تحليل التخرثر DM

كاشف عام المنصة، يُستخدم لتنظيف المادة المراد قياسها في نظام التفاعل أثناء عملية الفحص وتنقيتها لإجراء الفحوصات اللاحقة. ولا يُستخدم منفرداً لتنظيف الأجهزة أو أدوات الفحص أو البيئة

طراز المنتج	محلول تنظيف المادة المراد قياسها لجهاز تحليل التخرثر DM
مواصفات التعبئة	mL, 1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 500 20 L
رمز المنتج	p1125



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

كاشف عام المنصة، يُستخدم لتنظيف المادة المراد قياسها في نظام التفاعل أثناء عملية الفحص وتنقيتها لإجراء الفحوصات اللاحقة. ولا يُستخدم منفرداً لتنظيف الأجهزة أو أدوات الفحص أو البيئة

المبدأ

من خلال استخدام محلول التنظيف لتنظيف المادة المراد قياسها في نظام التفاعل، يمكن لجهاز الفحص قياس المادة المراد قياسها...

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.