

كاشف تشخيص مخبري

محلول منظم مركز للتنظيف SL

كاشف مساعد للمقايضة المناعية، يُستخدم مع كواشف المقايضة المناعية لتوفير/الحفاظ على بيئة التفاعل لأجهزة المقايضة المناعية بالتألق الكيميائي من سلسلة DiaSorin (الأنظمة)

طراز المنتج	محلول منظم مركز للتنظيف SL
مواصفات التعبئة	L 1
رمز المنتج	p1152



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

كاشف مساعد للمقايضة المناعية، يُستخدم مع كواشف المقايضة المناعية لتوفير/الحفاظ على بيئة التفاعل لأجهزة المقايضة المناعية بالتألق الكيميائي من سلسلة DiaSorin (الأنظمة)

المكونات

يتكون من عامل منظم (دارئ) ومادة حافظة ومادة خافضة للتوتر السطحي وماء

التخزين والاستخدام

يُتداول بحذر أثناء التحميل والتفريغ، ويُكدّس وفق علامات الأسهم، ويُحفظ في مكان داخلي نظيف وجاف وجيد التهوية عند 2-35...

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.