


كاشف تشخيص مخبري

محلول تنظيف لجهاز تحليل التختثر PLS غسل الإبرة 15 mL

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل أثناء عملية الفحص بجهاز تحليل التختثر الأوتوماتيكي، وذلك لتسهيل الفحص المخبري للمواد المراد قياسها

طراز المنتج	جهاز تحليل التختثر PLS غسل الإبرة
مواصفات التعبئة	mL، 100 mL، 500 mL، 15 20 L
رمز المنتج	p1225



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل أثناء عملية الفحص بجهاز تحليل التختثر الأوتوماتيكي، وذلك لتسهيل الفحص المخبري للمواد المراد قياسها

المبدأ

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل، ومبدأ عمله الرئيسي هو أن هيبوكلوريت الصوديوم الموجود في محلول التنظيف يحلل البروتينات في نظام التفاعل بفعالية، مما يسهل تنظيف البروتينات الموجودة في عينة الدم...

أُعدَّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.