

كاشف تشخيص مخبري

محلول تنظيف لجهاز تحليل التختثر JS

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل أثناء عملية الفحص بجهاز تحليل التختثر الأوتوماتيكي، وذلك لتسهيل الفحص المخبري للمواد المراد قياسها

طراز المنتج	محلول تنظيف لجهاز تحليل التختثر JS
مواصفات التعبئة	mL، 500 mL، 1 L، 20 L 250
رمز المنتج	p1228



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل أثناء عملية الفحص بجهاز تحليل التختثر الأوتوماتيكي، وذلك لتسهيل الفحص المخبري للمواد المراد قياسها

المبدأ

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل، ومبدأ عمله الرئيسي هو أن هيدروكسيد البوتاسيوم الموجود في محلول التنظيف يذيب البروتينات في نظام التفاعل، مما يسهل تنظيف البروتينات الموجودة في عينة الدم...

أُعَدَّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.