

كاشف تشخيص مخبري

محلول تنظيف الأقطاب-RL

عامل تنظيف لنظام التفاعل أثناء الفحوصات بوحدة الكهارل في أجهزة الكيمياء الحيوية، لتسهيل الفحص المخبري (in vitro) للمواد المراد قياسها.

طراز المنتج	محلول تنظيف الأقطاب-RL
مواصفات التعبئة	mL, 1 L, 2 L, 10 L, 20 L 100
رمز المنتج	66



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

عامل تنظيف لنظام التفاعل أثناء الفحوصات بوحدة الكهارل في أجهزة الكيمياء الحيوية، لتسهيل الفحص المخبري (in vitro) للمواد المراد قياسها.

الأجهزة المتوافقة

Hitachi Hitachi 7020

Roche Cobas c702

Roche Cobas c701

Roche Cobas c501

Hitachi Hitachi 7150

Hitachi Hitachi 7100

Hitachi Hitachi 7080

Hitachi Hitachi 7060

Hitachi LABOSPECT 008

Hitachi Hitachi 7600

Hitachi Hitachi 7180

Hitachi Hitachi 7170

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.