

كاشف تشخيص مخبري

محلول منظم ISE-DZ

كاشف مساعد لوحدة الشوارد (ISE)، يُستخدم لتوفير بيئة التفاعل والحفاظ عليها في وحدات الشوارد (ISE) من سلسلتي Toshiba/Abbott.

طراز المنتج	محلول منظم ISE-DZ
مواصفات التعبئة	L, 2.0 L, 2.0 L × 2 1.0
رمز المنتج	76



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

كاشف مساعد لوحدة الشوارد (ISE)، يُستخدم لتوفير بيئة التفاعل والحفاظ عليها في وحدات الشوارد (ISE) من سلسلتي Toshiba/Abbott.

الأجهزة المتوافقة

Toshiba Toshiba chemistry analyzers (series)

Abbott ARCHITECT c8000

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.