

كاشف تشخيص مخبري

مادة الانحلال الدموي BC II

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها، مما يسهّل تصنيف الخلايا وعدّها أو التحديد الكمي للهيموغلوبين.

طراز المنتج	مادة الانحلال الدموي BC II
مواصفات التعبئة	mL, 1 L, 5 L, 20 L 500
رمز المنتج	146



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها، مما يسهّل تصنيف الخلايا وعدّها أو التحديد الكمي للهيموغلوبين.

الأجهزة المتوافقة

Mindray BC-2800

Mindray BC-2600

Mindray BC-2300

Mindray BC-1800

Hualiang HA series

Mindray BC-3200

Mindray BC-3000 Plus

Mindray BC-2900

Pukang PE-6300

Pukang PE-6100

Pukang PE-6000

Meisikang MC series

Pukang PE-6900

Pukang PE-6800

