

كاشف تشخيص مخبري

مادة الانحلال الدموي EO I 53

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها، مما يسهّل تصنيف الخلايا وعدّها أو التحديد الكمي للهيموغلوبين.

طراز المنتج	مادة الانحلال الدموي EO I 53
مواصفات التعبئة	mL, 1 L, 4 L, 5 L, 20 L 500
رمز المنتج	151



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها، مما يسهّل تصنيف الخلايا وعدّها أو التحديد الكمي للهيموغلوبين.

الأجهزة المتوافقة

Mindray BC-5310

Mindray BC-5300

Mindray BC-5180

Mindray BC-5100

Mindray BC-5380

أعدّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.