

كاشف تشخيص مخبري

مادة الانحلال الدموي EO II 53S

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها، مما يسهل تصنيف الخلايا وعدّها أو التحديد الكمي للهيموغلوبين.

طراز المنتج	مادة الانحلال الدموي EO II 53S
مواصفات التعبئة	mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 200 20 L
رمز المنتج	156



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها، مما يسهل تصنيف الخلايا وعدّها أو التحديد الكمي للهيموغلوبين.

الأجهزة المتوافقة

Mindray BC-5390

Mindray BC-5380

Mindray BC-5180

Mindray BC-5100

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.