

كاشف تشخيص مخبري

مادة الانحلال الدموي MNR

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها، مما يسهّل تصنيف الخلايا وعدّها أو التحديد الكمي للهيموغلوبين

طراز المنتج	مادة الانحلال الدموي MNR
مواصفات التعبئة	L, 5 L, 20 L 4
رمز المنتج	p1095



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها، مما يسهّل تصنيف الخلايا وعدّها أو التحديد الكمي للهيموغلوبين

المبدأ

يذيب كريات الدم الحمراء مع بقاء شكل كريات الدم البيضاء دون تغيير، ليقوم جهاز التحليل بعدّ كريات الدم البيضاء وتصنيفها بطريقة تشتت ضوء الليزر

المكونات

ملح الأمونيوم الرباعي...

أُعدّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.