

كاشف تشخيص مخبري

مادة الانحلال الدموي 5DIFF

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها؛ وعند الحاجة، تُصبغ كريات الدم البيضاء قبل تصنيف الخلايا وعدّها، أو يُجرى تصنيف الخلايا وعدّها و/أو التحديد الكمي للهيموغلوبين مباشرة، إلخ. ...

طراز المنتج	مادة الانحلال الدموي 5DIFF
مواصفات التعبئة	Pack I 1.9 مادة الانحلال الدموي Pack II L + مادة الانحلال الدموي 850 mL
رمز المنتج	p1109



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها؛ وعند الحاجة، تُصبغ كريات الدم البيضاء قبل تصنيف الخلايا وعدّها، أو يُجرى تصنيف الخلايا وعدّها و/أو التحديد الكمي للهيموغلوبين مباشرة، إلخ. ...

أعدّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.