

كاشف تشخيص مخبري

مادة الانحلال الدموي MEK510 250 mL

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها، مما يسهّل تصنيف الخلايا وعدّها أو التحديد الكمي للهيموغلوبين

طراز المنتج	مادة الانحلال الدموي MEK510
مواصفات التعبئة	mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 250 10 L, 20 L
رمز المنتج	p1113



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها، مما يسهّل تصنيف الخلايا وعدّها أو التحديد الكمي للهيموغلوبين

المبدأ

يذيب كريات الدم الحمراء مع بقاء شكل كريات الدم البيضاء دون تغيير، ليقوم جهاز التحليل بعدّ كريات الدم البيضاء وتصنيفها

المكونات

تريس(هيدروكسي ميثيل) ...

أعدّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.