

كاشف تشخيص مخبري

مادة الانحلال الدموي LD2 500 mL

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها؛ وعند الحاجة، تُصبغ كريات الدم البيضاء قبل تصنيف الخلايا وعدّها، أو يُجرى تصنيف الخلايا وعدّها و/أو التحديد الكمي للهيموغلوبين مباشرة

طراز المنتج	مادة الانحلال الدموي LD2
مواصفات التعبئة	mL, 200 mL, 500 mL, 1 100 L, 4 L, 10 L, 20 L
رمز المنتج	p1127



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها؛ وعند الحاجة، تُصبغ كريات الدم البيضاء قبل تصنيف الخلايا وعدّها، أو يُجرى تصنيف الخلايا وعدّها و/أو التحديد الكمي للهيموغلوبين مباشرة

أُعَدَّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.