


كاشف تشخيص مخبري

## مادة الانحلال الدموي UT II

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها، مما يسهل تصنيف الخلايا وعدّها أو التحديد الكمي للهيموغلوبين

| طراز المنتج     | مادة الانحلال الدموي BC II |
|-----------------|----------------------------|
| مواصفات التعبئة | mL, 1 L, 5 L, 20 L 500     |
| رمز المنتج      | p1130                      |



صورة المنتج

## الاستخدام المقصود

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها، مما يسهل تصنيف الخلايا وعدّها أو التحديد الكمي للهيموغلوبين

## المبدأ

يذيب كريات الدم الحمراء مع بقاء شكل كريات الدم البيضاء دون تغيير، ليقوم جهاز التحليل بعدّ كريات الدم البيضاء وتصنيفها بطريقة المعاوقة

## المكونات

ملح الأمونيوم الرباعي، عامل منظم (دائري)...

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.