

كاشف تشخيص مخبري

محلول الغلاف UT5S 20 L

يُستخدم مع جهاز تحليل الخلايا؛ حيث يخفف عينة الدم لتشكيل تدفق الغلاف، مما يسهّل عدّ الخلايا وتصنيفها بواسطة جهاز التحليل

طراز المنتج	محلول الغلاف UT5S
مواصفات التعبئة	mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 500 L
رمز المنتج	p1132



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم مع جهاز تحليل الخلايا؛ حيث يخفف عينة الدم لتشكيل تدفق الغلاف، مما يسهّل عدّ الخلايا وتصنيفها بواسطة جهاز التحليل

المبدأ

يخفف كريات الدم البيضاء ليقوم جهاز التحليل بعدّ كريات الدم البيضاء وتصنيفها بطريقة تشتت ضوء الليزر

المكونات

حمض الهيدروكلوريك، ترايس(هيدروكسي ميثيل)أمينوميثان...

أعدّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.