

كاشف تشخيص مخبري

مادة الانحلال الدموي 86D

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها؛ وعند الحاجة، تُصبغ كريات الدم البيضاء قبل تصنيف الخلايا وعدّها، أو يُجرى تصنيف الخلايا وعدّها و/أو التحديد الكمي للهيموغلوبين مباشرة

طراز المنتج	مادة الانحلال الدموي 86D
مواصفات التعبئة	mL, 5 L, 10 L, 20 L 500
رمز المنتج	p1140



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها؛ وعند الحاجة، تُصبغ كريات الدم البيضاء قبل تصنيف الخلايا وعدّها، أو يُجرى تصنيف الخلايا وعدّها و/أو التحديد الكمي للهيموغلوبين مباشرة

المبدأ

يذيب كريات الدم الحمراء مع بقاء شكل كريات الدم البيضاء دون تغيير، ليقوم جهاز التحليل بعدّ كريات الدم البيضاء وتصنيفها بطريقة تشتت ضوء الليزر...

أُعَدَّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.