

كاشف تشخيص مخبري

محلول الغلاف CD

للاستخدام مع أجهزة تحليل الخلايا؛ يُستخدم لتخفيف عينة الدم وتشكيل تدفق غلافي، مما يسهل على جهاز التحليل عدّ الخلايا وتصنيفها

طراز المنتج	محلول الغلاف CD
مواصفات التعبئة	L, 20 L 10
رمز المنتج	p1189



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

للاستخدام مع أجهزة تحليل الخلايا؛ يُستخدم لتخفيف عينة الدم وتشكيل تدفق غلافي، مما يسهل على جهاز التحليل عدّ الخلايا وتصنيفها

المبدأ

يخفف كريات الدم البيضاء ليقوم جهاز التحليل بعدّ كريات الدم البيضاء وتصنيفها بطريقة تشتت ضوء الليزر...

معلومات أخرى

محلول الغلاف

أعدّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.