

كاشف تشخيص مخبري

مادة الانحلال الدموي BT 1 L

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها، مما يسهّل تصنيف الخلايا وعدّها أو التحديد الكمي للهيموغلوبين

طراز المنتج	مادة الانحلال الدموي BT
مواصفات التعبئة	mL, 1 L, 20 L 500
رمز المنتج	p1200



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها، مما يسهّل تصنيف الخلايا وعدّها أو التحديد الكمي للهيموغلوبين

المبدأ

يذيب كريات الدم الحمراء مع بقاء شكل كريات الدم البيضاء دون تغيير، ليقوم جهاز التحليل بعدّ كريات الدم البيضاء وتصنيفها بطريقة المعاوقة

المكونات

عامل منظم (داري)، ملح الأمونيوم الرباعي...

أُعِدَّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.