

كاشف تشخيص مخبري

مادة الانحلال الدموي 50EOS

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها؛ وعند الحاجة، تُصبغ كريات الدم البيضاء قبل تصنيف الخلايا وعدّها، أو يُجرى تصنيف الخلايا وعدّها و/أو التحديد الكمي للهيموغلوبين مباشرة

طراز المنتج	مادة الانحلال الدموي 50EOS
مواصفات التعبئة	mL, 1 L, 1 L x 4, 5 L, 500 10 L, 20 L
رمز المنتج	p1210



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها؛ وعند الحاجة، تُصبغ كريات الدم البيضاء قبل تصنيف الخلايا وعدّها، أو يُجرى تصنيف الخلايا وعدّها و/أو التحديد الكمي للهيموغلوبين مباشرة

المبدأ

يذيب كريات الدم الحمراء مع بقاء شكل كريات الدم البيضاء دون تغيير...

أُعِدَّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.