

كاشف تشخيص مخبري

## مادة الانحلال الدموي 50HL

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها؛ وعند الحاجة، تُصبغ كريات الدم البيضاء قبل تصنيف الخلايا وعدّها، أو يُجرى تصنيف الخلايا وعدّها و/أو التحديد الكمي للهيموغلوبين مباشرة

| طراز المنتج     | مادة الانحلال الدموي 50HL                   |
|-----------------|---------------------------------------------|
| مواصفات التعبئة | mL, 400 mL × 4, 500 400 mL, 5 L, 10 L, 20 L |
| رمز المنتج      | p1212                                       |



صورة المنتج

## الاستخدام المقصود

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها؛ وعند الحاجة، تُصبغ كريات الدم البيضاء قبل تصنيف الخلايا وعدّها، أو يُجرى تصنيف الخلايا وعدّها و/أو التحديد الكمي للهيموغلوبين مباشرة

## المبدأ

يذيب كريات الدم الحمراء مع الحفاظ على كريات الدم البيضاء...

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.