

كاشف تشخيص مخبري

مادة الانحلال الدموي 90EOS

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها، مما يسهّل تصنيف الخلايا وعدّها أو التحديد الكمي للهيموغلوبين

طراز المنتج	مادة الانحلال الدموي 90EOS
مواصفات التعبئة	mL, 1 L x 2, 5 L, 10 L, 500 20 L
رمز المنتج	p1215



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

يُستخدم قبل تحليل خلايا الدم لتكسير كريات الدم الحمراء وإطلاق الهيموغلوبين والحفاظ على شكل الخلايا المراد تحليلها، مما يسهّل تصنيف الخلايا وعدّها أو التحديد الكمي للهيموغلوبين

المبدأ

أثناء تحليل خلايا الدم، يُذيب هذا الكاشف كريات الدم الحمراء ويصبغ كريات الدم البيضاء، وبعد فترة زمنية سيكون تفاعل الصبغ...

أعدّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.