

كاشف تشخيص مخبري

محلول تنظيف ريولوجيا الدم SKXD II

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل، يُستخدم أثناء إجراء الفحص على جهاز تحليل ريولوجيا الدم الأوتوماتيكي، وذلك لتسهيل إجراء الاختبار المخبري (in vitro) على المادة المراد فحصها.

طراز المنتج	محلول تنظيف ريولوجيا الدم SKXD II
مواصفات التعبئة	L, 2 L, 2 L x 4, 4 L, 5 L, 1 10 L, 20 L
رمز المنتج	235



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

هذا المنتج محلول تنظيف لنظام التفاعل، يُستخدم أثناء إجراء الفحص على جهاز تحليل ريولوجيا الدم الأوتوماتيكي، وذلك لتسهيل إجراء الاختبار المخبري (in vitro) على المادة المراد فحصها.

الأجهزة المتوافقة

Succeeder SA-6600

Succeeder SA-6000

Succeeder SA-5600

Succeeder SA-5000

Succeeder SA-9000

Succeeder SA-7000

Succeeder SA-6900

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.