

كاشف تشخيص مخبري

## محلول الركيزة QS A + محلول الركيزة QS B

يُستخدم هذا المنتج مع كواشف أخرى متعددة (مثل الأجسام المضادة الأولية والثانوية والمواد المعيارية ومحلول الإيقاف وغيرها) لإتمام الفحص التشخيصي المخبري القائم على المبادئ المناعية. ويُستخدم فقط مع نظام الفحص المحدد

| طراز المنتج     | محلول الركيزة QS A                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| مواصفات التعبئة | زجاجتان (محلول الركيزة QS A 28<br>+ محلول الركيزة QS B 28 mL<br>/عينة، عينة/علبة |
| رمز المنتج      | p1063                                                                            |



صورة المنتج

## الاستخدام المقصود

يُستخدم هذا المنتج مع كواشف أخرى متعددة (مثل الأجسام المضادة الأولية والثانوية والمواد المعيارية ومحلول الإيقاف وغيرها) لإتمام الفحص التشخيصي المخبري القائم على المبادئ المناعية. ويُستخدم فقط مع نظام الفحص المحدد

## المبدأ

يتفاعل مع الواسم المضئيء في كاشف التآلق الكيميائي المرافق لإنتاج...

أعد هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.