

كاشف تشخيص مخبري

محلول الغلاف-NUT

مناسب لأجهزة التحليل التي تعتمد مبدأ قياس التدفق الخلوي. يُستخدم لتخفيف عينات البول وتكوين تدفق غمدي، بما يُساعد جهاز التحليل على عدّ الخلايا وتصنيفها.

طراز المنتج	محلول الغلاف-NUT
مواصفات التعبئة	mL, 1 L, 5 L, 10 L, 15 500 L, 20 L
رمز المنتج	712



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

مناسب لأجهزة التحليل التي تعتمد مبدأ قياس التدفق الخلوي. يُستخدم لتخفيف عينات البول وتكوين تدفق غمدي، بما يُساعد جهاز التحليل على عدّ الخلايا وتصنيفها.

الأجهزة المتوافقة

Urit USS-80

أُعدّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.