

كاشف تشخيص مخبري

محلول الغلاف-NUF

مناسب لأجهزة التحليل التي تعتمد مبدأ قياس التدفق الخلوي. يُستخدم لتخفيف عينات البول وتكوين تدفق غمدي، بما يُساعد جهاز التحليل على عدّ الخلايا وتصنيفها.

طراز المنتج	محلول الغلاف-NUF
مواصفات التعبئة	mL, 1 L, 10 L, 20 L 500
رمز المنتج	715



صورة المنتج

الاستخدام المقصود

مناسب لأجهزة التحليل التي تعتمد مبدأ قياس التدفق الخلوي. يُستخدم لتخفيف عينات البول وتكوين تدفق غمدي، بما يُساعد جهاز التحليل على عدّ الخلايا وتصنيفها.

الأجهزة المتوافقة

Sysmex UF-5000

Sysmex UF-4000

Sysmex UF-3000

أُعَدَّ هذا المستند من معلومات تسجيل المنتج للرجوع إليها فقط. يُرجى الرجوع إلى نشرة المنتج وشهادة التسجيل للحصول على التفاصيل.