

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza alcalina diluida para bioquímica ZY

Este producto se utiliza para la limpieza del sistema de reacción durante el proceso de análisis, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a analizar



Foto del Producto

Modelo del
ProductoSolución de limpieza
alcalina diluida para
bioquímica ZYEspecificaciones
de Embalaje60 mL, 240 mL, 480 mL,
500 mL, 1 L, 2 L, 5 L, 20
LCódigo de
Producto

p1171

Uso Previsto

Este producto se utiliza para la limpieza del sistema de reacción durante el proceso de análisis, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a analizar

Principio

Este producto es una solución de limpieza para analizadores de bioquímica. Su principio principal de funcionamiento es que el tensioactivo de la solución de limpieza reduce eficazmente la tensión superficial de los residuos que quedan en el analizador de bioquímica, de modo que los residuos se eliminan fácilmente con el lavado

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.