

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para bioquímica CH7

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de análisis de los analizadores automáticos de bioquímica, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a analizar



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución de limpieza para bioquímica CH7
Especificaciones de Embalaje	1.5 L, 10 L, 20 L
Código de Producto	p1179

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de análisis de los analizadores automáticos de bioquímica, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a analizar

Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio principal de funcionamiento es que limpia las proteínas residuales del sistema de reacción

Composición

hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio

Almacenamiento y Uso

Conservar en un lugar seco y bien ventilado...

Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd.

Empresa nacional de alta tecnología · Certificada ISO 9001 / ISO 13485 · I+D, fabricación y venta de reactivos de diagnóstico in vitro