

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza de lavado de sonda para bioquímica LS I

Este producto se utiliza para la limpieza del sistema de reacción durante el proceso de análisis, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a analizar



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución de limpieza de lavado de sonda para bioquímica LS I
Especificaciones de Embalaje	20 mL, 59 mL, 59 mL x 12, 500 mL, 5 L, 10 L, 20 L
Código de Producto	p1230

Uso Previsto

Este producto se utiliza para la limpieza del sistema de reacción durante el proceso de análisis, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a analizar

Principio

Este producto es una solución de limpieza para analizadores de bioquímica. Su principio principal de funcionamiento es que los componentes de la solución de limpieza reducen eficazmente la tensión superficial de los residuos que quedan en el analizador de bioquímica, de modo que los residuos...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.