

## Reactivo de Diagnóstico In Vitro

## Solución de limpieza para bioquímica XMZ1

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de análisis de los analizadores automáticos de bioquímica, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a analizar



Foto del Producto

Modelo del  
Producto

bioquímica XMZ1

Especificaciones  
de Embalaje250 mL, 1 L, 2 L, 10 L, 20  
LCódigo de  
Producto

p1242

## Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de análisis de los analizadores automáticos de bioquímica, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a analizar

## Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio principal de funcionamiento es limpiar las proteínas residuales presentes en el sistema de reacción

## Composición

Hidróxido de sodio y agua, etc

## Almacenamiento y Uso

Conservar en un lugar seco...

**Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd.**

Empresa nacional de alta tecnología · Certificada ISO 9001 / ISO 13485 · I+D, fabricación y venta de reactivos de diagnóstico in vitro