

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para bioquímica C1-P2

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de análisis de los analizadores automáticos de bioquímica, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a analizar



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución de limpieza para bioquímica C1-P2
Especificaciones de Embalaje	44.6 mL, 500 mL, 5 L, 20 L
Código de Producto	p1248

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de análisis de los analizadores automáticos de bioquímica, con el fin de facilitar la detección in vitro de las sustancias a analizar

Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio principal de funcionamiento es limpiar las proteínas residuales presentes en el sistema de reacción

Composición

Hidróxido de sodio

Almacenamiento y Uso

Conservar en un lugar seco...

Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd.

Empresa nacional de alta tecnología · Certificada ISO 9001 / ISO 13485 · I+D, fabricación y venta de reactivos de diagnóstico in vitro