

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Tampón concentrado

Reactivo auxiliar de inmunoensayo para usar junto con los reactivos de inmunoensayo. Se utiliza con los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie Abbott para proporcionar/mantener el entorno de reacción.



Foto del Producto

Modelo del Producto	Tampón concentrado
Especificaciones de Embalaje	975 mL, 975 mL × 4, 2 L, 2 L × 2, 10.0 L
Código de Producto	44

Uso Previsto

Reactivo auxiliar de inmunoensayo para usar junto con los reactivos de inmunoensayo. Se utiliza con los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie Abbott para proporcionar/mantener el entorno de reacción.

Dispositivos Compatibles

- Abbott ARCHITECT ci8200
- Abbott ARCHITECT i1000SR
- Abbott ARCHITECT i2000SR
- Abbott ARCHITECT i4000SR

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.

