

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para analizador de coagulación-SY

Este producto se utiliza para limpiar el sistema de reacción del analizador automático de coagulación durante el proceso de prueba, con el fin de facilitar la detección in vitro de la sustancia a medir



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución de limpieza para analizador de coagulación-SYI
Especificaciones de Embalaje	50 mL, 200 mL, 500 mL, 1 L, 20 L
Código de Producto	p1061

Uso Previsto

Este producto se utiliza para limpiar el sistema de reacción del analizador automático de coagulación durante el proceso de prueba, con el fin de facilitar la detección in vitro de la sustancia a medir

Principio

El hipoclorito de sodio de la solución de limpieza descompone eficazmente las proteínas del sistema de reacción, lo que facilita la limpieza de las proteínas de la muestra de sangre...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.