

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución tampón BK 1.95 L

Reactivo auxiliar de inmunoensayo, utilizado junto con reactivos de inmunoensayo para proporcionar/mantener el entorno de reacción de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie Beckman



Foto del Producto

Modelo del
Producto

Solución tampón BK

Especificaciones
de Embalaje

1.95 L, 1.95 Lx4

Código de
Producto

p1062

Uso Previsto

Reactivo auxiliar de inmunoensayo, utilizado junto con reactivos de inmunoensayo para proporcionar/mantener el entorno de reacción de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie Beckman

Composición

Compuesto por cloruro de sodio, estabilizador, tensioactivo, conservante y agua

Almacenamiento y Uso

Manipular con cuidado al cargar y descargar...

Otra Información

Solución de lavado; Wash Buffer

Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd.

Empresa nacional de alta tecnología · Certificada ISO 9001 / ISO 13485 · I+D, fabricación y venta de reactivos de diagnóstico in vitro