

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza concentrada de inmunoensayo XMZ

Este producto es un agente de limpieza del sistema de reacción durante el proceso de análisis de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia, con el fin de facilitar la detección in vitro de la sustancia a medir



Foto del Producto

Modelo del
ProductoInmunoensayo XMZ
concentradoEspecificaciones
de Embalaje

70 mL, 500 mL, 20 L

Código de
Producto

p1066

Uso Previsto

Este producto es un agente de limpieza del sistema de reacción durante el proceso de análisis de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia, con el fin de facilitar la detección in vitro de la sustancia a medir

Principio

Este producto es un agente de limpieza para el sistema de reacción. Su principio principal de funcionamiento es que el hipoclorito de sodio de la solución de limpieza puede disolver las proteínas del sistema de reacción, lo que facilita la limpieza de las proteínas de las muestras de sangre...

