

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución tampón Acid + Solución tampón Base

Se utiliza en analizadores de inmunoensayo para proporcionar/mantener el entorno de reacción




Foto del Producto

Modelo del
ProductoSolución tampón Base +
Solución tampón AcidEspecificaciones
de Embalaje1500 mL, 1500 mL × 2,
envase combinado, 300
mL, 300 mL × 2, 20 LCódigo de
Producto

p1074

Uso Previsto

Se utiliza en analizadores de inmunoensayo para proporcionar/mantener el entorno de reacción

Composición

La solución tampón Base está compuesta por hidróxido de sodio, un tensioactivo y agua. La solución tampón Acid está compuesta por ácido nítrico, agua, etc

Almacenamiento y Uso

Conservar en un lugar limpio, seco y bien ventilado, a 2 °C...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.