

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución tampón Acid 300 mL

Reactivo auxiliar para inmunoensayo, utilizado junto con reactivos de inmunoensayo para proporcionar/mantener el entorno de reacción de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie Siemens



Foto del Producto

Modelo del Producto

Solución tampón Acid

Especificaciones de Embalaje

1500 mL, 1500 mL x 2, envase combinado, 300 mL, 300 mL x 2, 20 L

Código de Producto

p1075

Uso Previsto

Reactivo auxiliar para inmunoensayo, utilizado junto con reactivos de inmunoensayo para proporcionar/mantener el entorno de reacción de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie Siemens

Composición

Está compuesto por ácido nítrico, agua, etc

Almacenamiento y Uso

Manipular con cuidado al cargar y descargar, apilar según las marcas de flecha y conservar en un lugar seco y bien ventilado...

