

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución tampón YHL 10 L

Reactivo auxiliar para inmunoensayo, utilizado junto con reactivos de inmunoensayo para proporcionar/mantener el entorno de reacción de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie iFlash



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución tampón YHL
Especificaciones de Embalaje	1 L, 10 L, 20 L
Código de Producto	p1090

Uso Previsto

Reactivo auxiliar para inmunoensayo, utilizado junto con reactivos de inmunoensayo para proporcionar/mantener el entorno de reacción de los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie iFlash

Composición

Compuesto por cloruro de sodio, fosfatos, conservantes y agua

Almacenamiento y Uso

Manipular con cuidado al cargar y descargar, apilar según las marcas de flecha y conservar en un lugar seco, bien ventilado y limpio, a 2–35 °C...

