

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza de la serie K

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante las pruebas con el analizador de células sanguíneas, a fin de facilitar la prueba in vitro de las células sanguíneas, la hemoglobina y otras sustancias que se van a medir



Foto del Producto

Modelo del
Producto

Serie K

Especificaciones
de Embalaje10 mL, 50 mL, 500 mL, 5
L, 20 LCódigo de
Producto

p1092

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante las pruebas con el analizador de células sanguíneas, a fin de facilitar la prueba in vitro de las células sanguíneas, la hemoglobina y otras sustancias que se van a medir

Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio principal de funcionamiento es que limpia las proteínas residuales del sistema de reacción

Composición

Hipoclorito de sodio...

