

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para analizador de coagulación-ZCWY II

Este producto es una solución de limpieza del sistema de reacción del analizador automático de coagulación durante el proceso de prueba, con el fin de facilitar la detección in vitro de la sustancia a medir



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución de limpieza para analizador de coagulación-ZCWY II
Especificaciones de Embalaje	60 mL, 100 mL, 500 mL, 20 L
Código de Producto	p1097

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza del sistema de reacción del analizador automático de coagulación durante el proceso de prueba, con el fin de facilitar la detección in vitro de la sustancia a medir

Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio principal de funcionamiento es que el hipoclorito de sodio de la solución de limpieza puede disolver eficazmente las proteínas, lo que facilita la limpieza de las proteínas de las muestras de sangre...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.

