

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza de hemorreología ZCWYL

Este producto es una solución de limpieza del sistema de reacción utilizada durante la detección en un analizador automático de hemorreología, con el fin de facilitar la detección in vitro de la sustancia a analizar



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución de limpieza de hemorreología ZCWYL
Especificaciones de Embalaje	500 mL, 5 L, 5 L × 2, 10 L, 20 L
Código de Producto	p1098

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza del sistema de reacción utilizada durante la detección en un analizador automático de hemorreología, con el fin de facilitar la detección in vitro de la sustancia a analizar

Principio

Este producto es una solución de limpieza del sistema de reacción. Su principio de acción principal es que el surfactante de la solución de limpieza reduce eficazmente la tensión superficial de las proteínas del sistema de reacción, de modo que las muestras de sangre...

Este documento se elabora a partir de la información de registro del producto y solo tiene fines informativos. Consulte las instrucciones del producto y el certificado de registro para obtener más detalles.