

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza para analizador de coagulación-ZCWY I L

Este producto es una solución de limpieza del sistema de reacción del analizador automático de coagulación durante el proceso de prueba, con el fin de facilitar la detección in vitro de la sustancia a medir



Foto del Producto

Modelo del Producto	Solución de limpieza para analizador de coagulación-ZCWY I L
Especificaciones de Embalaje	500 mL, 5 L, 20 L
Código de Producto	p1101

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza del sistema de reacción del analizador automático de coagulación durante el proceso de prueba, con el fin de facilitar la detección in vitro de la sustancia a medir

Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio principal de funcionamiento es que el tensioactivo de la solución de limpieza reduce eficazmente la tensión superficial de las proteínas del sistema de reacción, de modo que las proteínas de las muestras de sangre se eliminan fácilmente con el lavado...

