

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza concentrada con enzima para células sanguíneas

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante las pruebas con el analizador de células sanguíneas, a fin de facilitar la prueba in vitro de las células sanguíneas, la hemoglobina y otras sustancias que se van a medir



Foto del Producto

Modelo del Producto	Enzima concentrada para células sanguíneas
Especificaciones de Embalaje	50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L, 20 L
Código de Producto	p1110

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante las pruebas con el analizador de células sanguíneas, a fin de facilitar la prueba in vitro de las células sanguíneas, la hemoglobina y otras sustancias que se van a medir

Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio principal de funcionamiento es que el tensioactivo de la solución de limpieza reduce eficazmente la tensión superficial de las proteínas del sistema de reacción, de modo que las proteínas de las muestras de sangre se eliminan fácilmente con el lavado...

