

Reactivo de Diagnóstico In Vitro

Solución de limpieza MEK620

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de análisis de los analizadores de células sanguíneas, con el fin de facilitar la detección in vitro de las células sanguíneas, la hemoglobina y otras sustancias a analizar



Foto del Producto

Modelo del Producto MEK620

Especificaciones de Embalaje 5 L, 20 L

Código de Producto p1112

Uso Previsto

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción durante el proceso de análisis de los analizadores de células sanguíneas, con el fin de facilitar la detección in vitro de las células sanguíneas, la hemoglobina y otras sustancias a analizar

Principio

Este producto es una solución de limpieza para el sistema de reacción. Su principio de funcionamiento principal es eliminar mediante la limpieza las proteínas residuales del sistema de reacción

Composición

Hipoclorito de sodio

Almacenamiento y Uso

Conservar en un lugar seco y bien ventilado...

Zhejiang Xinke Medical Technology Co., Ltd.

Empresa nacional de alta tecnología · Certificada ISO 9001 / ISO 13485 · I+D, fabricación y venta de reactivos de diagnóstico in vitro